

**Pipette serologique 100ml Clearline prime emballage individuel  
papier/plastique stérile**



- Pipette sérologique volume 100 ml
- Graduée à 1 ml
- Non cytotoxique, exempte d'endotoxines bactériennes, d'ADN humain et de DNase/RNase
- Certifié BSE/TSE
- Stérile (irradiation). Niveau minimum d'assurance de stérilité (SAL) de 10<sup>-6</sup>.
- Testé et conforme à la norme ISO 10993-5
- Exempt d'endotoxines bactériennes
- Toutes les pipettes sont assemblées avec un filtre de haute qualité de 10 mm de long
- Sérigraphie résistante au contact avec les acides, les alcools et les solvants.
- Conditionnement : 1 sachet de 50 pièces en sachet individuel papier/plastique.

**Unités :**  
50