

Désignation

- Tygon e3603 6,00 x 9,00 mm

Référence

- 260142B

Unité de vente : Rouleau 15m



-
- Formulation
 - Tygon S3 E-3603
 - DI 6 mm
 - DE 9 mm
 - Paroi 1,5 mm
 - Dimensions du produit : 15 m
 - Couleur Transparent
 - Caractéristiques : Biopharmaceutique, Agroalimentaire, Laboratoire, Sans DEHP/Sans phtalates, Pompe péristaltique, Vide/Pression

