

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	260238
<b>Désignation</b>	Bouchons caoutchouc



### Description :

- ✓ En caoutchouc naturel pour la fermeture de tubes et de flacons
- ✓ Forme tronconique
- ✓ Utilisable de -25 °C à +70 °C
- ✓ Couleur : Gris bleu
- ✓ Diamètre inférieur x diamètre supérieur : 5 x 9 mm
- ✓ Hauteur : 20 mm

### Unité de vente :

100 Bouchons

---