

FICHE TECHNIQUE

Référence	260265
Désignation	Bouchons



Description :

- ✓ Bouchon en silicone Versilic n°13D
- ✓ Biologiquement neutre
- ✓ Non toxique
- ✓ Pour la fermeture de tubes et de flacons
- ✓ Forme tronconique
- ✓ Convient particulièrement aux travaux en culture cellulaire
- ✓ Utilisable de -60 °C à +200 °C
- ✓ Ø inférieur x Ø supérieur : 8 x 12 mm
- ✓ Hauteur : 20 mm

Unité de vente :

500 Bouchons
