

Désignation

- Bouchon silicone versilic 27d 21 x 27 x 30 mm

Référence

- 260271

Unité de vente : 50



Description

- Caractéristiques bouchon silicone Versilic :
 - Bouchon en silicone biologiquement neutre et non toxique pour la fermeture de tubes et de flacons
 - Forme tronconique
 - Convient particulièrement aux travaux en culture cellulaire
 - Utilisable de -60 °C à +200 °C
- Matériau Silicone
- Dimensions \varnothing inf. x \varnothing sup. : 21 x 27 mm
- Dimensions Hauteur : 30 mm
- Température -60 °C à +200 °C
- Forme Tronconique

