

FICHE TECHNIQUE

Référence	260292B
Désignation	TUYAU TYGON LMT-55



Description :

- ✓ Dimension : Ø ext. 0.90 mm
- ✓ Dimension Ø int. 0.25 mm
- ✓ Longueur : 2.05 mm
- ✓ Distance entre les crans : 152 mm
- ✓ Épaisseur de paroi : 0.85 mm
- ✓ Code couleur : Jaune/Bleu
- ✓ Transparents et flexibles, durables et restants aux fissures.
- ✓ A deux cavaliers

Certificats :

- ✓ Conformité aux directives de la FDA, aux normes NSF et 3-A et aux exigences USP de classe VI.

Caractéristiques techniques :

- ✓ Résistance thermique : -50°C à + 74°C
- ✓ Dureté (coefficient Shore A) : 55
- ✓ Densité : 1.18

Unité de vente :

60 tuyaux