

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	260301B
<b>Désignation</b>	TUYAU TYGON LMT-55



### Description :

- ✓ Dimension : Ø ext. 2.72 mm
- ✓ Dimension Ø int. 1.02 mm
- ✓ Longueur : 381 mm
- ✓ Distance entre les crans : 152 mm
- ✓ Épaisseur de paroi : 0.85 mm
- ✓ Code couleur : Blanc/Blanc
- ✓ Transparents et flexibles, durables et restants aux fissures.
- ✓ A deux cavaliers

### Certificats :

- ✓ Conformité aux directives de la FDA, aux normes NSF et 3-A et aux exigences USP de classe VI.

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Résistance thermique : -50°C à + 74°C
- ✓ Dureté (coefficient Shore A) : 55
- ✓ Densité : 1.18

### Unité de vente :

60 tuyaux