

Désignation

- Tygon lmt-55 a cavaliers
3,17 x 4,97 mm noir/blanc



Référence

- 260315B

Unité de vente : 12

Description

- Tubes Tygon® LMT 55 pour pompes
- Diamètre intérieur : 3,17 mm
- Diamètre extérieur : 4,87 mm
- Épaisseur de paroi : 0,85 mm
- Couleur : cristal limpide
- Code couleur : noir/blanc
- Sans DEHP et sans phtalates pour les applications de laboratoire.
- Transparents et flexibles, durables et résistants aux fissures. Leur formule contient un plastifiant sans DEHP. Ils sont adaptés à la plupart des produits chimiques inorganiques que l'on trouve en laboratoire. Ils sont non oxydants et non contaminants, et moins perméables que les tubes en caoutchouc. La surface interne, aussi lisse que du verre, empêche l'accumulation de liquides pour un nettoyage facilité. Les tubes sont spécialement conçus pour résister à la fatigue de flexion et à l'abrasion.
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Cohérence d'un lot à l'autre pour des résultats reproductibles
- Ne contiennent ni phtalates, ni BPA

