

## Désignation

- Enveloppe gaspak HCO<sub>2</sub>

## Référence

- 260678

Unité de vente : 20



## Description

- Système à récipient générateur de gaz Gaspak EZ
- Les systèmes à récipient générateur de gaz GasPak EZ sont des systèmes réutilisables qui produisent des atmosphères adaptées à l'isolement et à la culture initiaux des bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles, grâce à des sachets générateurs de gaz placés à l'intérieur des récipients d'incubation réutilisables.
- Pour une utilisation dans les récipients GasPak™ EZ et les cuves GasPak™ 100 et GasPak™ 150
- Les sachets ne nécessitent pas d'eau ni de catalyseur pour l'activation et sont conçus pour fournir une génération rapide de gaz pour une croissance bactérienne optimale
- Contenu et stockage : 2 degrés à 25 degrés
- Conditionnement : 20 sachets par boîte

