

## Désignation

- Fiole à filtrer connecteur détachable à vis 250 ml

## Référence

- 260926

Unité de vente : 10

---

## Description

- Flacon PYREX®, Büchner, filtre, avec raccord fileté
- Conforme aux normes ISO 6556 et DIN 12476
- Fioles filtrantes à paroi épaisse pour applications de filtration sous vide
- Le bras latéral est doté d'un connecteur fileté en PTFE pour un montage facile et sûr d'un tube à vide d'alésage de 9 mm
- Avec col usiné pour accepter un bouchon en caoutchouc percé
- Capacité : 250 ml
- Diamètre du corps : 85 mm
- Diamètre du col : 35 mm
- Hauteur : 155 mm

