

FICHE TECHNIQUE

Référence	262181
Designation	Rack vide pour 48 tubes 1,8 ml



Description :

ode-barres Néant
Capacité (métrique) 1,8 ml (tube)
Description Rack à verrouillage à code-barres Nunc
Couleur Beige
Type Latch Rack
À utiliser avec (équipement) Cryobank
Capacité Tubes universels à filetage externe
Comprend 10 racks vides
Quantité 1/sachet ; 10/boîte
Stérilité Non stérile
Carton de : 10