

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	262724
<b>Désignation</b>	Evaporateur



### Description :

- ✓ pH & mV
- ✓ Température
- ✓ Ecran LCD
- ✓ Mémoire : 150 ensembles de données
- ✓ Autonomie : inférieur à 700 heures
- ✓ Deux batteries AA (inclues)
- ✓ 9 V adaptateur DC
- ✓ 1.3 A (100/240 VAC, SMPS)
- ✓ Dimension : 20 x 8.3 x 5.7 cm
- ✓ Poids : 0.5 kg
- ✓ Double jonction pH Electrode
- ✓ ATC Probe
- ✓ Glip-Clip™
- ✓ Malette de transport
- ✓ Flacons de 60 ml à pH 4, pH 7, solution de stockage, eau désionisée

### Unité de vente :

1 Unité