

FICHE TECHNIQUE

Référence	262793
Désignation	PHmètre de poche pHtest30



Description :

- ✓ Application : test de la qualité de l'eau, des piscine, spa, aquarium, aquaculture, hydroculture, études écologiques, chaudières, générateurs de vapeur, usine d'assainissement, laboratoires, secteur alimentaire etc.
- ✓ Grand écran
- ✓ Waterproof
- ✓ Teste la température et le pH
- ✓ pH : -1,00 à +15,00
- ✓ Température : 0 à 50°C
- ✓ Arrêt automatique après 8,5 minutes
- ✓ Durée de vie de la batterie : + de 500 heures
- ✓ Alimentation : 4x1,5V "A76"

Unité de vente :

1 PHmètre de poche pHtest30