

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	263033
<b>Désignation</b>	Ecouvillon



### Description :

- ✓ Ecouvillon pour médecine légale
- ✓ Stériles
- ✓ Qualité ADN free / RNase free : testés par un laboratoire indépendant pour accueillir moins de 25 pg d'ADN humain
- ✓ Qualité contrôlée : produits et contrôlés dans une salle propre pour limiter les contaminations par l'ADN
- ✓ Qualité graduée : écouvillon gradué adapté aux mesures de profondeur (plaies)
- ✓ Tige en polypropylène
- ✓ Pointe en coton
- ✓ Taille de la pointe : standard
- ✓ Avec tube de transport

### Unité de vente :

50 Ecouvillons