

Désignation

- Ecouvillon calcium alginate, tige ps, stérile

Référence

- 263119



Unité de vente : 100

-
- Écouvillon standard stérile en alginate de calcium CalgiSwab 6" avec manche en polystyrène
 - Industrie Diagnostics/Collecte d'échantillons | Médical
 - Pays de fabrication États-Unis
 - Marque CalgiSwab
 - Longueur totale : 150,80 mm
 - Diamètre de la pointe : 5,563 mm)
 - Manche : Bois
 - Matériau de la pointe : Alginate de calcium
 - Forme de la pointe : Standard
 - Stérile

