

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 263246                          |
| <b>Désignation</b> | Cuve d'électrophorèse verticale |



---

### Description :

- ✓ Construction moulée par injection, durable et anti-fuite
- ✓ Electrodes en platine à connecteurs plaqués or, faciles à remplacer
- ✓ Peignes MC utilisables avec les pipettes multicanaux
- ✓ Exécute jusqu'à 4 gels à la fois
- ✓ Dimensions (l x p x h) : 190 x 130 x 150 mm
- ✓ Volume tampon (mini/maxi) : 250 / 1200 ml
- ✓ Dimensions plaques (l x h) : 10 x 10 cm
- ✓ Dimensions gel (l x h) : 7,5 x 8 cm
- ✓ Nombre d'échantillons maximum / gel : 20
- ✓ Nombre d'échantillons maximum total : 80
- ✓ Peignes fournis : 12 dents épaisseur 1 mm

### Unité de vente :

Contenu du pack :

- 1 cuve d'électrophorèse, 1 couvercle,
  - 2 plaques en verre avec espaceurs ep. 1 mm,
  - 1 plaque externe en verre, 2 peignes, 1 base de coulage,
  - 1 refroidisseur pour solution tampon
-