

Désignation

- Pompe sentino microbiologie

Référence

- 278367

Unité de vente : 100



Description

- Pompe de microbiologie Sentino
- Pour analyser les fluides à base aqueuse pour la contamination microbienne à l'aide de la technique MF
- Transformateur de puissance CA/CC 24 VCC 1,6 A 100-240 VCA, 47-63 Hz
- Type de batterie NiMH nickel-hydrure métallique
- Tension de la batterie 12
- Alimentation CC 24 V
- Hauteur : 10,45 cm
- Largeur : 9,5 cm
- Longueur : 13,6 cm
- Alimentation secteur ou batterie rechargeable
- Conception de la pompe Action péristaltique, prédéfinie pour répondre aux exigences de la méthode MF Technique
- Tube thermoplastique élastomère
- ID du tube : 4,8 mm
- Longueur du tube : 61 cm
- Diamètre extérieur du tube : 7,9 mm
- Poids : 0,68 kg

