

FICHE TECHNIQUE

Référence	28-4189-78
Désignation	Cartouche d'extraction Whatman



Description :

- ✓ En cellulose alpha de haute qualité
- ✓ Conçue pour les automates d'extraction Soxhlet
- ✓ Pour l'analyse de l'air et des rejets de gaz
- ✓ Convient à des températures jusqu'à +120°C
- ✓ Excellente résistance mécanique et rétention
- ✓ Epaisseur 1 mm
- ✓ Dimensions (\varnothing int x h) : 33 x 118 mm

Unité de vente :

25 Cartouches d'extraction Whatman
