

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Référence</b>   | 28-9068-36         |
| <b>Désignation</b> | Amersham Hyperfilm |



---

### Description :

- ✓ Hyperfilm™ ECL
- ✓ Pour la détection du signal chemiluminescent des blots d'acides nucléiques et de protéines
- ✓ Détection rapide des signaux chemiluminescents provenant des blots d'acides nucléiques et de protéines
- ✓ Base claire offrant un contraste important pour une lecture aisée des images
- ✓ Sensible aux systèmes de chemiluminescence à lumière bleue et verte
- ✓ Idéal avec les systèmes ECL, ECL Plus, CDP-Star et autres systèmes de chemiluminescence
- ✓ Dimensions feuilles : 18 x 24 cm

### Unité de vente :

50 Feuilles

---