

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	28-9068-43
<b>Désignation</b>	Amersham Hyperfilm



---

### Description :

- ✓ Hyperfilm™ MP
- ✓ Film multi-usages pour la détection rapide de 14C, 35C, 33P, <sup>32</sup>P, <sup>125</sup>I
- ✓ Base claire offrant un contraste important pour une lecture aisée des images
- ✓ Résultats haute résolution
- ✓ Dédié à un usage d'autoradiographie direct et indirect
- ✓ Dimensions feuilles : 18 x 24 cm

### Unité de vente :

50 Feuilles

---