

Réf.
23049



Lingette
imprégnée

Photo non contractuelle

NETTOYANT OPTIQUE TRAITÉE

(GB)

BEHANDELT LINSENREINIGER
FORMULIERTEN ANTI-FOG

(NL)

BEHANDELD LENSREINIGER
GEFORMULEERD ANTI-CONDENS

(E)

LIMPIADOR DE ÓPTICA TRATADOS
FORMULA ANTI-NIEBLA

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Sachet 1 ml (23049)
Colisage	Carton de 1000 sachets
Poids du colisage	4,100 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	35 * 21 * 23
Nb total de produit par palette	60 cartons de 1000 lingettes
Poids total palette (hors palette)	250 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 130

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23049	Sachet	1 ml	60 mm	80 mm
7800	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm



23049

7800

COMPOSITION : Contient : METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE (CAS: 55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.

MODE D'EMPLOI : Formule anti-buée. Liquide pour verres minéraux et organiques. Ne laisse pas de trace, même traités anti-reflets, pour lunettes, objectifs photos, etc... Ne convient pas pour les masques de plongées et lunettes de piscine.

PRÉCAUTIONS : ATTENTION : Ne convient pas pour les masques de plongées et lunettes de piscine. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.