



Boîte  
100 lingettes



## Présentation

- Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique
- Lingettes nettoyantes et désinfectantes
- Pour surfaces et mains



### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME
2210	Boîte 40 lingettes	•
2110	Boîte 100 lingettes	•



2 2 1 0

### COMPOSITION / SAMENSTELLING / COMPOSICIÓN / BESTANDTEILE :

Actifs biocides : Didecylidiméthylammonium chloride CAS N°68424-85-1 : 0,24% (m/m), Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl CAS N°7173-51-5 : 0,24% (m/m), Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides CAS N°85409-23-0 : 0,24% (m/m).

Compo détergence : Aqua, <5% d'actifs cationiques, conservateur : Methylisothiazolinone, Iodopropynyl Bulyticarbamate.

### MODE D'EMPLOI :

Ôter le couvercle, retirer les lingettes de leurs emballages. Tirer la première lingette et la faire passer par l'orifice distributeur du couvercle. Replacer le couvercle. Bien rabattre le capot après utilisation. Lire les instructions ci-jointes avant emploi.

### PRÉCAUTIONS :

Contient du Methylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité sur demande. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication.