




Réf.
23060

Serviette
imprégnée



CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23060	Sachet	•	60 mm	80 mm
4054	Aérosol	110 ml	155 mm	38 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	105 mm	36 mm
24054	Flacon	500 ml	255 mm	63 mm
24055	Recharge	500 ml	205 mm	63 mm
24056	Bidon	2 L	•	•
24057	Bidon	5 L	•	•

Présentation

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau saine) et de surface.
- Sans gaz
- Action immédiate.

CE



4154 4054 24055 24054 24057

COMPOSITION : Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

MODE D'EMPLOI : Lingette imprégnée permettant de préparer une surface corporelle saine d'environ 0.2m² avant examen médical. Éviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses.

PRÉCAUTIONS : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, surface chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

GAMME PARAMÉDICALE



Photo non contractuelle

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE

(GB)

CHLORHEXIDINE

(NL)

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE

(E)

CHLORHEXIDINA GLUCONATO

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
24058	Sachet	•	60 mm	80 mm
3058	Aérosol	110 ml	155 mm	38 mm
4063	Pulvérisateur	50 ml	105 mm	36 mm
24065	Flacon	500 ml	205 mm	63 mm
24068	Bidon	2L	•	•

Présentation

- La chlorhexidine de digluconate est un désinfectant puissant à large spectre.
- S'emploie en voiture, en camping, à la maison. Toujours prêt à l'emploi dans la vie quotidienne.
- Solution incolore. Ne pique pas.



RONT production / Z.I. du Val d'Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil / Tél: 01 39 80 12 12 - www.ront.com - info@ront.com

ACTIF BIOCIDÉ :

ACIDE D-GLUCONIQUE, COMPOSE AVEC N,N"-BIS (4-CHLOROPHENYL)-3,12-DIIMINO-2,4,11,13-TETRAAZATETRADECANEDIAMIDINE (2 :1) (CAS 18472-51-0) : 0.199 g/100g TP01

MODE D'EMPLOI :

Désinfection d'une peau saine. Renouveler l'application toutes les 6 heures si nécessaire. Action immédiate.

PRÉCAUTIONS :

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas le recyclage de l'emballage sera proscrit. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.



Serviette
imprégnée



CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23038	Sachet	•	60 mm	80 mm
4059	Aérosol	110 ml	155 mm	38 mm
4066	Pulvérisateur	50 ml	105 mm	36 mm

Présentation

- Compresse apaisante aux extraits de calendula
- Serviette imprégnée à usage unique
- Évite le phénomène d'évaporation et une souplesse et sûreté d'utilisation

INGRÉDIENTS :

Aqua (water), glycerin, sodium benzoate, calendula officinalis flower extract, glucose, citric acid, potassium sorbate

MODE D'EMPLOI :

Solution apaisante aux extraits de calendula. Appliquer la serviette sur la peau. Frotter légèrement et laisser agir.

SPÉCIAL MOUSTIQUE APAISANT PIQÛRES

(GB)

SPECIAL MOSQUITOES,
SOOTHING BITES

(NL)

SPECIALE MOSQUITO,
VERZACHT BETEN

(E)

ESPECIAL MOSQUITOS,
APACIGUANDO PICADURAS

Réf.
23047



Serviette
imprégnée

Photo non contractuelle

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Sachet (23047)
Colisage	Carton de 1000 sachets
Poids du colisage	4,70kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	35*21*23
Nb total de produit par palette	60 cartons
Poids total palette (hors palette)	250kg
Dimension totale hors palette	80*120*130

Présentation

- Apaise les piqûres de moustique
- A base d'huile essentielle de citronnelle et d'extrait de calendula
- Usage unique



COMPOSITION : Aqua, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerin, Lavandula hybrida oil, Cymbopogon winterianus herb oil, Cinnamomum camphora bark oil, Citrus aurantium dulcis peel oil, Citrus limon peel oil, Mentha arvensis leaf oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Menthol, Pelargonium graveolens flower oil, Calendula officinalis flower extract. Allergènes : Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral.

MODE D'EMPLOI :

Lingette imprégnée permettant d'apaiser les piqûres de moustiques. Appliquer sur les zones du corps à traiter.

PRÉCAUTIONS :

Déconseillé aux enfants de moins de 36 mois, aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas appliquer sur les muqueuses et les yeux. Ne pas appliquer sur peau lésée, irritée ou surinfectée. Usage externe. Ne pas avaler. Contient : Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.