

Réf.  
23060



Lingette  
imprégnée



Photo non contractuelle

## Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Le format lingette est adapté pour les kits de premiers secours, trousse à pharmacie mais il est également très utilisé par les infirmières et le personnel médical itinérant.

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau saine).
- Dispositif médical avec marquage CE
- Action immédiate



230600

230554

4154

4054

4254

24051

24055

24054

24059

24056

24057

24057

**COMPOSITION :** Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

**MODE D'EMPLOI :** Lingette imprégnée permettant de préparer une surface corporelle saine d'environ 0.2m<sup>2</sup> avant examen médical. Eviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses.

**PRÉCAUTIONS :** ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Stocker à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera proscrit. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

ALCOOL  
ISOPROPYLIQUE 70% VOL.

(GB)

ISOPROPYL ALCOHOL 70% VOL.

(NL)

ALCOHOL ISOPROPYL 70% VOL.

(E)

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% VOL.

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Sachet 2 ml (230600)
Colisage	Carton de 1000 sachets
Poids du colisage	4,100 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	35 * 21 * 23
Nb total de produit par palette	60 cartons de 1000 lingettes
Poids total palette (hors palette)	250 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 130

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23060	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
23055	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5L	•	•



Photo non contractuelle

## CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE

(GB)

CHLORHEXIDINE

(NL)

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE

(E)

CHLORHEXIDINA GLUCONATO

### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
24058	Sachet	•	60 mm	80 mm
3058	Aérosol	110 ml	155 mm	38 mm
4063	Pulvérisateur	50 ml	105 mm	36 mm
24065	Flacon	500 ml	205 mm	63 mm
24068	Bidon	2L	•	•

## Présentation

- La chlorhexidine de digluconate est un désinfectant puissant à large spectre.
- S'emploie en voiture, en camping, à la maison. Toujours prêt à l'emploi dans la vie quotidienne.
- Solution incolore. Ne pique pas.



RONT production / Z.I. du Val d'Argent - 24, rue de Salonique - 95100-Argenteuil / Tél : 01 39 80 12 13 - www.ront.com - info@ront.com

### ACTIF BIOCIDÉ :

ACIDE D-GLUCONIQUE, COMPOSE AVEC N,N"-BIS (4-CHLOROPHENYL)-3,12-DIIMINO-2,4,11,13-TETRAAZATETRADECANEDIAMIDINE (2 :1) (CAS 18472-51-0) : 0.199 g/100g TP01

### MODE D'EMPLOI :

Désinfection d'une peau saine. Renouveler l'application toutes les 6 heures si nécessaire. Action immédiate.

### PRÉCAUTIONS :

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas le recyclage de l'emballage sera proscrit. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

GAMME PARAMÉDICALE

Réf.  
23038



Lingette  
imprégnée

Photo non contractuelle

## CALENDULA EXTRAIT

(GB)

LOTION WITH CALENDULA

(NL)

CALENDULA LOTION

(E)

CALENDULA LOCIÓN

### CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Sachet 2 ml (23038)
Colisage	Carton de 1000 sachets
Poids du colisage	4,100 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	35 * 21 * 23
Nb total de produit par palette	60 cartons de 1000 lingettes
Poids total palette (hors palette)	250 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 130

### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23038	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
4066	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4059	Aérosol	110 ml	36 mm	155 mm

## Présentation

L'Extrait de Calendula est un apaisant naturel pour toutes les petites douleurs locales consécutives à des chocs légers. Conditionnée dans un sachet hermétique de très haute technicité, la lingette reste imprégnée jusqu'à qu'il en soit fait usage. Pour une efficacité maximale, la lingette a été conçue sur une base papier semi-crêpé non pelucheux, avec une dimension ouvrant de larges possibilités d'applications. Produit majoritairement présent dans les nomenclatures de trousse de secours des fabricants français, et approuvé par les professionnels. Usage externe.

- Lingette apaisante aux extraits de calendula
- Lingette imprégnée à usage unique
- Évite le phénomène d'évaporation et permet une souplesse et sûreté d'utilisation



23038 4066 4059

### COMPOSITION :

Aqua (water), glycerin, sodium benzoate, calendula officinalis flower extract, glucose, citric acid, potassium sorbate

### MODE D'EMPLOI :

Solution apaisante aux extraits de calendula. Appliquer la Lingette sur la peau. Frotter légèrement et laisser agir.

**PRÉCAUTIONS :** Interdit pour les bébés et les enfants de moins d'un an. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Réf.  
23062



Lingette  
imprégnée

Photo non contractuelle

## LOTION ASSÉCHANTE

(GB)

DRYING LOTION

(NL)

REINIGENDE EN DROGENDE LOTION

(E)

LOCIÓN SECANTE Y LIMPIADORA

### CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Sachet 1,8 ml (23062)
Colisage	Carton de 1000 sachets
Poids du colisage	4,100 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	35 * 21 * 23
Nb total de produit par palette	60 cartons de 1000 lingettes
Poids total palette (hors palette)	250 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 130

## Présentation

La lotion asséchante à base de sulfate de zinc de Ront permet d'assécher les peaux irritées (rougeurs et éraflures). Grâce à ses propriétés astringentes, cette lingette permet de resserrer les tissus de la peau. Conditionnée dans un sachet hermétique de très haute technicité, la lingette lotion asséchante reste imprégnée jusqu'à qu'il en soit fait usage. Pour une efficacité maximale, la lingette a été conçue sur une base papier semi-crêpé non pelucheux, avec une dimension ouvrant de larges possibilités d'applications. Idéale pour les surfaces corporelles suintantes lésées. Usage externe. Peut provoquer un très léger picotement à l'application.

- Lotion asséchante à base de sulfate de zinc
- Lingette imprégnée à usage unique
- Eviter le phénomène d'évaporation et permet une souplesse et sûreté d'utilisation

### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23062	Sachet	1,8 ml	60 mm	80 mm
3162	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm



23062

3162

**COMPOSITION :** Aqua, alcohol denat, zinc sulfate, phenoxyethanol, disodium edta, ethylhexylglycerin, sodium hydroxyde, tocopherol

### MODE D'EMPLOI :

Appliquer directement la lingette sur la peau. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

**PRÉCAUTIONS :** ATTENTION : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.