

NETTOYANT ÉCRANS PLATS

POUR ÉCRANS PLASMA - LCD

Gel de nettoyage adapté à tous les écrans plats issus des nouvelles technologies, même les plus fragiles (LCD, plasma, écrans GPS, téléphone, PDA...).

Formule gélifiée nettoyante et dégraissante, ne coule pas, ne laisse aucune trace.



- ... > NE LAISSE PAS DE TRACE
- ... > DÉGRAISSANT ANTI-STATIQUE
- ... > FORMULE GÉLIÉE

Réf. 3309
- 50 mL net e -

Composition détergence suivant le règlement 648/2004
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- agents conservateurs : methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE : Peut produire une réaction allergique.

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.