

Réf.
24057



Photo non contractuelle

Bidon
5 L



Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel. Il s'applique sur peau saine, mais aussi sur les instruments médicaux. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Le conditionnement de 5L muni d'une bague de sécurité est un format économique adapté pour la recharge de contenants tels que pissettes, distributeurs et pulvérisateurs...

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau saine).
- Dispositif médical avec marquage CE
- Action immédiate



230600

230554

4154

4054

4254

24051

24055

24054

24059

24056

24057

COMPOSITION : Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

MODE D'EMPLOI :

Appliquer directement sur la zone à préparer. Eviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses. Bien refermer le bouchon après utilisation. Particulièrement adapté pour la recharge des contenants tels que pissettes, distributeurs, etc. ...

PRÉCAUTIONS :

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, surface chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Ne pas utiliser le produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.

ALCOOL
ISOPROPYLIQUE 70% VOL.

(GB)

ISOPROPYL ALCOHOL 70% VOL.

(NL)

ALCOHOL ISOPROPYL 70% VOL.

(E)

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% VOL.

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Bidon 5 L (24057)
Colisage	Carton de 4 pièces
Poids du colisage	18,000 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	38 * 29 * 27,5
Nb total de produit par palette	144 unités
Poids total palette (hors palette)	650 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 120

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23060	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
23055	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1 L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2 L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5 L	•	•