

Désignation

- Seau superlift 15600ml sans couvercle

Référence

- 320011A

Unité de vente

1 Seau

Description

- Seau Superlift - 15,6l - support en métal - sans couvercle
- Seau avec anse en métal
- Dim. ext. Ø en haut: 294mm
- Dim. ext. Ø en bas: 252 mm
- Couvercle SBP-4116 en option
- Couleur : blanc
- Capacité : 15,6 (l)
- Dim. Ext. : L294 x l294 x H314 mm
- Finition : Fond et côtés pleins
- Matière : Polypropylène
- Poids : 0,6 kg

