

FICHE TECHNIQUE

Référence	320157
Désignation	Anneau



Description :

- ✓ Anneau de lestage
- ✓ Pour Erlenmeyer de 500 à 2000 ml
- ✓ En plomb recouvert de vinyle
- ✓ Ne marquent pas les plans de travail et le matériel de laboratoire
- ✓ Forme O
- ✓ Couleur : bleue
- ✓ Diamètre interne : 57 mm
- ✓ Diamètre externe : 98 mm
- ✓ Poids : 610 g

Unité de vente :

1 Anneau
