

FICHE TECHNIQUE

Référence	320190
Désignation	Anneau



Description :

- ✓ Anneau de lestage
- ✓ Pour Erlenmeyer de 1000 à 4000 ml
- ✓ En plomb recouvert de vinyle
- ✓ Ne marquent pas les plans de travail et le matériel de laboratoire
- ✓ Forme O
- ✓ Couleur : bleue
- ✓ Diamètre interne : 70 mm
- ✓ Diamètre externe : 115 mm
- ✓ Poids : 935 g

Unité de vente :

1 Anneau