

## Désignation

- Nacelle de pesée

## Référence

- 320792

## Unité de vente

200 Nacelles



---

## Description

Nacelle de pesée stérile hexagonale

## Caractéristiques techniques

- En polystyrène 100 % vierge
- Stérilisation par faisceau délectron conforme à la norme
- Conforme ISO 11137-3 :2017
- Traçabilité du numéro de lot pour l'assurance qualité
- Coins arrondis simplifiant le transfert et le versement d'échantillons liquides, en poudre ou granulaires
- Base plate pour un placement stable
- Antistatiques
- Dimensions : 61 x 51 x 19 mm

