

FICHE TECHNIQUE

Référence	322220
Désignation	Coffret microbank coloris assortis



Description :

- ✓ Microbank™ est un système prêt à l'emploi conçu pour l'extraction et la conservation de long terme d'isolats bactériens et fongiques.
- ✓ Le stockage à long terme des micro-organismes constitue un défi important pour la microbiologie. Microbank™ avec des codes-barres 2D uniques offre une plateforme qui utilise des billes en verre poreux et un cryoconservateur spécialement formulé pour le stockage à basse température. La caractéristique supplémentaire d'un code-barres 2D unique sur chaque boîte et sur chaque flacon facilite la documentation et la récupération des isolats. Ce format associé au cryobloc Microbank™ permet de réduire le risque de perturbation du micro-organisme tout en facilitant un accès direct et rapide.
- ✓ Chaque flacon contient environ 25 billes stériles de couleur (couleur unique) et le cryoconservateur spécialement formulé. Les billes spécialement traitées sont de nature poreuse, ce qui permet aux micro-organismes d'adhérer directement sur la surface de la bille. Après l'inoculation, les flacons sont conservés à -70°C pour un stockage prolongé. Quand une culture fraîche est nécessaire, il est facile de retirer une seule bille du flacon et de l'utiliser pour inoculer directement le milieu de culture approprié.
- ✓ Coloris assortis de 80 fioles

Unité de vente :

1 Coffret Microbank