

## Désignation

- Tube 50 ml à fond conique - bouchon vissant en sachet  
fond conique avec jupe - PP - 30 x 116 mm

## Référence

- 330112

## Unité de vente

500 Tubes

## Description

- Tubes en polystyrène ou en polypropylène
- Graduations externes
- Tubes avec bouchon vissant (HDPE)
- Stériles
- Sans pyrogènes
- DNase RNase free
- Sans ADN humain
- Sans cytotoxines
- Stérile
- Volume 50 ml
- Matériau Polypropylène
- Autoclavable

