

Désignation

- Tube de culture 14ml stérile

Référence

- 330128

Unité de vente

- 500 tubes de culture



Description

Tube de culture 14ml à fond rond tube PS / bouchon LDPE 17x95,4 mm irradié stérile

Caractéristiques techniques

- Tube de culture à fond rond
- En polystyrène
- Volume : 14 ml
- Avec graduation, sans zone de marquage
- Avec bouchon en LDPE
- Stérilisé par irradiation
- Vitesse max de centrifugation : 1400 g
- Dimensions : 17 x 95,4 mm

