

FICHE TECHNIQUE

Code article : MAT3510
Nom de l'article : Tapis PIG® HAZ-MAT en carton distributeur Bench
Liquides absorbés : les huiles, l'eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et les bases
Contenu / Colis : 25 tapis / distributeur
Couleur : Rose

Dimensions : 25 cm x 33 cm
Composition du produit : 100% Polypropylène

Capacité d'Absorption : 0,4 l / tapis, 37,1 l / carton

Poids : 4,6 Kg

Description

- Ce distributeur Bench Box® pratique vous permettra de conserver facilement une réserve personnelle de tapis PIG® là où vous en avez besoin. Sa taille compacte est idéale pour les établis, les chariots ou les espaces de travail concentrés
- Le distributeur Bench Box® compact protège votre réserve personnelle de tapis PIG® des saletés et de l'humidité. Facile à ranger à proximité ou à emporter avec soi
- L'ouverture du distributeur est pratique et offre un accès rapide aux tapis
- Les encoches au dos de la boîte permettent de fixer le distributeur au mur ou de le suspendre à des crochets
- Huit couches de polypropylènes thermiques non tissées résistantes qui ne se déchirent pas et ne s'effilochent pas, même lorsque le tapis est saturé

Avertissements et restrictions : Avis HAZ-MAT : pour garantir l'efficacité du produit tout comme votre sécurité, nous vous recommandons d'effectuer des tests de compatibilité et d'absorption de vos produits chimiques avec les produits PIG® HAZ-MAT avant l'achat. En cas de questions ou pour demander des échantillons de produit, merci de bien vouloir contacter le Service technique.