

Código / Code: CDUE-115 Rev.1

Fecha de emisión/Date of issue: 28/02/2025
Página/Page: 1/8

El fabricante / The manufacturer:

DELTALAB S.L.
Plaza de la Verneda, 1 - Pol. Ind. La Llana
08191 RUBI (BARCELONA) – ESPAÑA /SPAIN
SRN: ES-MF-000000153

DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD /
DECLARES UNDER ITS SOLE RESPONSIBILITY
Que el producto / that the product:

UDI-DI Básico / Basic UDI-DI	84356058UDI-DI-156B
Familia de producto / Product family	RECIPIENTES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS Y/O URINA SAMPLES AND / OR URINE COLLECTION CONTAINERS (Códigos según Anexo 1 / Codes in Annex 1)
Finalidad Prevista / Intended Use	Recogida de muestras biológicas y/o de orina, con el propósito de realizar un examen por diagnóstico in vitro. Collection of biological and/or urine samples, for the purpose of in vitro diagnostic testing.
Códigos GMDN y EMDN / Codes GMDN and EMDN	Código GMDN / GMDN Code: Ver Anexo 1 / See Annex 1 Código EMDN / EMDN Code: Ver Anexo 1 / See Annex 1
Clase del riesgo / Risk Classification	De acuerdo con el anexo VIII – Clase A, no estéril (Regla 5c) According to Annex VIII – Class A, non-sterile (Rule 5c)

CUMPLE CON / CONFORMS WITH:
Reglamento (UE) 2017/746: Productos Sanitarios de Diagnóstico In Vitro
Regulation (EU) 2017/746: In Vitro Diagnostic Medical Devices

Consulte la lista de normas aplicables (armonizadas) en la documentación técnica /
Refer to the list of applicable (harmonized) standards in the Technical Documentation

En/At Rubí (Barcelona) ESPAÑA/SPAIN

<p>Dr. Pongsuda Pongtanya Directora General / Managing Director</p> 	<p>Anna Mir Responsable Técnico / Technical Director</p> 
 DELTALAB S.L. Plaza de la Verneda 1, Pol. Ind. La Llana 08191 Rubi - Barcelona T. +34 936 995 000, F. +34 936 994 512	

Código / Code: CDUE-115 Rev.1.1

Fecha de emisión/Date of issue: 20/06/2025

Página/Page: 2/8

ANEXO 1 – DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS /
ANNEX 1 – ARTICLES DESCRIPTION

Subfamilia de producto / Product subfamily: RECIPIENTES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS
- NO ESTÉRILES / SAMPLE COLLECTION
CONTAINERS - NON STERILE

Código EMDN / EMDN Code:

W05030102

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	GMDN	UDI-DI
202840	FRASCO DE SEGURIDAD 20ML / SECURITY CONTAINER 20ML	47775	08435263806694
202841	FRASCO DE SEGURIDAD 40ML / SECURITY CONTAINER 40ML	47775	08435263806700
202842	FRASCO DE SEGURIDAD 60ML / SECURITY CONTAINER 60ML	47775	08435263806717
202843	FRASCO DE SEGURIDAD 90ML (Ø48-h75) / SECURITY CONTAINER 90ML (Ø48-h75)	47775	08435263806731
202844	FRASCO DE SEGURIDAD 120ML / SECURITY CONTAINER 120ML	47775	08435263806748
202845	FRASCO DE SEGURIDAD 250ML / SECURITY CONTAINER 250ML	47775	08435263806762
202846	FRASCO DE SEGURIDAD 500ML / SECURITY CONTAINER 500ML	47775	08435263806779
202847	FRASCO DE SEGURIDAD 1000ML / SECURITY CONTAINER 1000ML	47775	08435263806786
202848	FRASCO DE SEGURIDAD 90ML(Ø53-h68) / SECURITY CONTAINER 90ML(Ø53-h68)	47775	08435263806793
309201	FRASCO 30ML PS ETIQUETADO / 30ML UNIVERSAL LABELLED PS	47775	08435263811711
309202	FRASCO 30ML PS / 30ML CONTAINER PS	47775	08435263811728
309222	FRASCO 30ML PS B/U / 30ML CONTAINER I/W PS	47775	08435263811780
309402	FRASCO 40ML PS / PS 40ML CONTAINER	47775	08435263811926
309501	FRASCO 60ML PS ETIQUETADO / PS 60 ML CONTAINER PRINTED LBL	47775	08435263811940
309502	FRASCO 60ML PS / 60ML CONTAINER PS	47775	08435263811971
309505	FRASCO 60ML PS T/AZUL / CONTAINER PS 60ML BLUE CAP	47775	08435263881295
309552	FRASCO 60ML PS C/ESPATULA / 60ML CONTAINER PS WITH SPOON	47775	08435263812039
309602	FRASCO 30ML PS CON ESPATULA / 30ML CONTAINER WITH SPOON PS	47775	08435263848168
409201	FRASCO 30ML PP ETIQUETADO / 30ML CONTAINER LABEL PP	47775	08435263815702
409202	FRASCO 30ML PP / 30ML CONTAINER PP	47775	08435263815719
409222	FRASCO 30ML PP BOLSA UNITARIA / 30ML CONTAINER I/W PP	47775	08435263815764
409402	FRASCO 40ML PP GRADUADO / 40ML CONTAINER PP GRADUATED	47775	08435263815931

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	GMDN	UDI-DI
409426	FRASCO 40ML PP B/U GRADUADO / 40ML CONTAINER I/W PP	47775	08435263815955
409501	FRASCO 60ML PP ETIQUETADO / 60ML CONTAINER LABELLED PP	47775	08435263816198
409502	FRASCO 60ML PP / 60ML CONTAINER PP	47775	08435263816228
409511	FRASCO 60ML PP ETIQUETADO T/AZUL / 60ML BLUE CONTAINER LABEL PP	47775	08435263816297
409552	FRASCO 60ML PP C/ESPATULA / 60ML CONTAINER W/SPOON	47775	08435263816464
409557	FRASCO 60ML PP C/ESPATULA T/VERDE / CONTAINER 60ML PP W/SPOON GREEN CAP	47775	08435263885729
409602	FRASCO 30ML PP C/CUCHARA / 30ML CONTAINER WITH SPOON PP	47775	08435263816518
409701	FRASCO 120ML PP ETIQUETADO / 120ML CONTAINER LABELLED PP	47775	08435263876703
409703	FRASCO 120ML PP SIN ROSCAR / 120ML CONT SEPARATED CAP PP	47775	08435263816587
409707	FRASCO 120ML PP T/VERDE / PP 120 ML CONTAINER GREEN CAP	47775	08435263876888
409711	FRASCO 120ML AZUL ETIQUETADO / 120ML BLUE CONTAINER LABEL PP	47775	08435263878820
409752	FRASCO 120ML PP C/CUCHARA / 120ML CONTAINER WITH SPOON PP	47775	08435263878745
409756	FRASCO 120ML PP ESPATULA B/U / 120ML CONTAINER PP SPOON I/W	47775	08435263878783
409802	FRASCO 50ML PP / 50ML CONTAINER PP	47775	08435263878639
409826	FRASCO 50ML PP B/U / 50ML CONTAINER I/W PP	47775	08435263878653
409852	FRASCO 50ML PP CON ESPATULA / 50ML CONTAINER WITH SPOON PP	47775	08435263878691
409902	FRASCO 200ML PP / CONTAINER 200ML PP	47775	08435263816921
410047	FRASCO 50ML PP T/SIN PRECINTO / CONTAINER 50ML PP NO TAMPER EVIDENT CAP	47775	08435263851106
202844/T	FRASCO DE SEGURIDAD 120ML TAPADO / SECURITY CONTAINER 120ML CAPPED	47775	08435263877274
309202.NR	FRASCO 30ML PS / 30ML CONTAINER PS NO SCREW	47775	08435263872590
309202.WO	FRASCO 30ML PS SIN TAPÓN / CONT.30ML PS NO CAP	47775	08435263871074
309202V	FRASCO 30ML PS TAPÓN VERDE / 30ML CONTAINER PS GREEN CAP	47775	08435263849639
309222.1	FRASCO 30ML PS B/U ETIQUETADO / CONTAINER 30 ML. UNIT BAG LABEL	47775	08435263811797
309501BE	FRASCO 60ML PS B/50 CÓD.BARRAS / 60ML PS CONTAINER B/50 BAR COD	47775	08435263811957
309502.10	FP-60 S/ROSCAR C/600 T/ROJO / CONT.60ML C/600 RED CAP	47775	08435263811988
309502.6	FRASCO 60 ML.PS ETIQUETA BLANC / PS 60 ML. CONTAINER PLAIN LABEL	47775	08435263811995

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	GMDN	UDI-DI
409202.WO	FRASCO 30ML PP SIN TAPÓN / CONT. 30ML PP NO CAP	47775	08435263871098
409203.2	FRASCO 30ML PP T/BLAN ENV. SEP / PP 30 ML+ WHITE CAP SEPARAT.C/1800	47775	08435263815740
409203.2A	FR.30ML PP T/BL.ENV.SEP.C/ANON / PP 30ML WHITE CAP SEP.PLAIN BO	47775	08435263815757
409502.4	FRASCO 60ML S/ROSCAR 38X65 PP / 60ML CONT. UNCAPPED 38X65MM PP	47775	08435263816259
409502.4B	FRASCO 60ML PP T/AZUL NO TAPADO / 60ML CONTAINER PP BLUE CAP UNCOVERED	47775	08435263887082
409502.4Y	FRASCO 60ml S/ROSCAR PP T/AMAR / 60ml CONT.UNCAPPED PP YEL/LID	47775	08435263868791
409502G	FRASCO 60ML PP GRADUADO / 60ML CONTAINER GRADUATED PP	47775	08435263816266
409502G.4	FR.60 GRAD.S/ROSCAR TAP.SEPARA / CONT.60 GRAD.UNCAPPED SEP.CAP	47775	08435263816273
409502G.Y	FRASCO 60ML PP GRADUADO T/AMARILLO / CONTAINER 60ML PP YELLOW CAP SCREWED	47775	08435263893014
409507G	FRASCO 60ml PP GRAD.T/VERDE / 60ml CONT.PP GRAD.GREEN CAP	47775	08435263869460
409511.4	FR.60ML AZUL CLARO S/ETIQUETA / 60ML LIGHT BLUE CONTAINER	47775	08435263816303
409511.5	FR.60ML AZUL TRANSL.ETIQ. BLANC / 60ML CONTAINER TRANS.BLUE LBL	47775	08435263816310
409511.5A	FR.60ML AZUL TRANSL.ETIQ. BLANC / 60ML CONTAINER TRANS.BLUE LBL	47775	08435263894141
409512	FRASCO 60ML PP T/ROJO C/CUCHARA C/GRIS / 60ML CONTAINER TRANS.BLUE LBL	47775	08435263891669
409602E	FRASCO 30 ML.PP. CUCHARA ETIQ. / 30ML CONTAINER W/SPOON PP LABE	47775	08435263848175
409702	FRASCO 120ML PP / 120ML CONTAINER PP	47775	08435263876727
409702B	FRASCO 120ML PP B/50 / 120ML CONTAINER PP B/50	47775	08435263888324
409702.P	FRASCO 120ML PP ROSCADO / 120ML PP CUPPED CONTAINER	47775	08435263876789
409756.50	FRASCO 150ML PP ESPATULA B/U BOLSA 50 / CONTAINER 150ML PP I/W SPOON BAG/50	47775	08435263893397
409805.6	FRASCO 50ML PP T/ROJO SEPARADO / 50ML PP CONTAINER SEP.RED CAP	47775	08435263844634
409902.4	FRASCO 200ML PP S/ROSCAR / 200ML CONTAINER PP SEPAR.CAP	47775	08435263873146
409902P	FRASCO 200ML PP / CONTAINER 200ML PP	47775	08435605804074
175723	TUBO 5ML PS 13X75 PS TAPADO ROJO / 5ML TUBE PS 13X75 CAPPED RED	47775	08435263881837
175724	TUBO 10ML PS 16X95 TAPADO ROJO / 10ML TUBE PS 16X95 CAPPED RED	47775	08435263881851

Código / Code: CDUE-115 Rev.1.1

Fecha de emisión/Date of issue: 20/06/2025

Página/Page: 5/8

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	GMDN	UDI-DI
300300	TUBO 4 ML PS 11X70 MM / TUBE 11X70 PS	47775	08435263809565
300400	TUBO 6 ML PS 12X88 MM GRADUADO / TUBE 12X88 PS GRADUATED	47775	08435263809602
300500	TUBO 11X55MM PS 3 ML / TUBE 11X55MM PS 3ML	47775	08435263809626
300700	TUBO 13X75 PS / TUBE 13X75 PS	47775	08435263809664
300702	TUBO 13X75 PS TAPADO / TUBE 13X75 PS CAPPED	47775	08435263809688
300704	TUBO 13X75 PS TAPADO Y ETIQ / TUBE 13X75 PS CAPPED&LABELLED	47775	08435263809701
300705	TUBO 10 ML PS 16X100 MM / TUBE 16X100 PS	47775	08435263809725
300800	TUBO 5 ML PS 12X75 MM GRADUADO / TUBE 5ML PS 12X75MM GRADUATED	47775	08435263809763
300802	TUBO 12X75 PS + TAPON 305802 / PS TUBE 12X75 + CAP 305802	47775	08435263840933
300900	TUBO 10 ML PS 16X95 MM GRADUADO / TUBE 10ML PS 16X95MM GRADUATED	47775	08435263809886
300903	TUBO 16x95 PS TAPADO / TUBE 16x95 POLYSTYRENE CAPPED	47775	08435263887280
300904	TUBO 10 ML PS 16X95 MM TAPADO ETIQUETADO / TUBE 16X95 PS CAPPED LABELLED	47775	08435263887303
300907	TUBO 16X100 PS TAPADO / TUBE 16X100 PS CAPPED	47775	08435263809985
300908	TUBO 16X100 PS TAPADO Y ETIQ / TUBE 16X100 PS CAPPED LABELLED	47775	08435263810004
300913	TUBO 15X95 PS TAPADO / TUBE 16X95 PS CAPPED	47775	08435263810059
301200	TUBO CONICO 16X102 PS / CONICAL TUBE 16X102 PS	47775	08435263810271
301201	TUBO CONICO 12ML PS 16X100 MM / CONICAL TUBE 16X100 PS	47775	08435263810295
301202	TUBO CONICO 16X102 PS / CONICAL TUBE 16X102 PS	47775	08435263810318
301205	TUBO CONICO 301200 TAP/305502 / PS TUBE 12ML CONICAL CAPPED	47775	08435263810332
301403	TUBO 12ML PS 15X102 MM TAPADO FALDON / TUBE 12ML PS CAPPED	47775	08435263810394
301700	TUBO 7 ML PS 13X100 MM / TUBE 13X100 PS	47775	08435263810417
304208	TUBO 5ML C/FALDON T/MALVA / TUBE 5ML SKIRTED MAUVE CAP	47775	08435605804302
400400	TUBO 6 ML PP 12X88 MM GRADUADO / TUBE 12X88 PP GRADUATED	47775	08435263813609
400500	TUBO 3 ML PP 11X55 MM / TUBE 11X55 PP	47775	08435263813623
400700	TUBO 5 ML 13X75 MM / TUBE 13X75 PP	47775	08435263813661
400705	TUBO 10 ML PP 16X100 MM / TUBE 16X100 PP	47775	08435263813685
400800	TUBO 5 ML PP 12X75 MM GRADUADO / TUBE 5ML PP 12X75MM GRADUATED	47775	08435263813708
400900	TUBO 16X95 PP / TUBE 16X95 PP	47775	08435263813746

Código / Code: CDUE-115 Rev.1.1

Fecha de emisión/Date of issue: 20/06/2025

Página/Page: 6/8

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	GMDN	UDI-DI
400903	TUBO 10ML PP 16X95 TAPADO ROJO / 10ML TUBE PP 16X95 CAPPED RED	47775	08435263881943
400908	TUBO 16x95 TAPADO 305007 / 16X95 PP TUBE CAPPED 305007	47775	08435263813784
401100	TUBO 5 ML PP 15X50 MM / TUBE 15X50 PP	47775	08435263813883
401200	TUBO CONICO 12 ML PP 16X102 MM / CONICAL TUBE 16X102 PP	47775	08435263813906
401201	TUBO CONICO 12 ML PP 16x100 MM / CONICAL TUBE 16X100 PP	47775	08435263813920
401204	TUBO CONICO 12 ML PP 16X100 MM / CONICAL TUBE 12ML PP 16X100MM	47775	08435263813944
401300	TUBO CONICO 16X102 PP TAPADO / CONICAL TUBE 16x102 PP CAPPED	47775	08435263896770
401403	TUBO 12ML PP 15X102 MM TAPADO FALDON / PP 12 ML TUBE CAPPED	47775	08435263814002
401700	TUBO 7 ML PP 13X100 MM / PP TUBE 13X100	47775	08435263814040
300500MI	TUBO 11X55 PS / TUBE 11X55 PS	47775	08435263878264
300800.1	TUBO 5 ML PS 12X75 MM SIN ENRASES / TUBE 12X75 PS	47775	08435263809787
300800.2	TUBO 12X75 PS REFORZADO / TUBE 12X75 PS	47775	08435263809824
300900M	TUBO 16X95 PS GRAD.CAJA 5X100 / TUBE 16X95 PS GRAD.CASE 5X100	47775	08435263852301
400500.B	TUBO 11x55 PP B/400 / TUBE 11x55 PP B/400	47775	08435263846522
400800.1	TUBO 5 ML PP 12X75 MM SIN ENRASES / TUBE 12X75 WITHOUT RINGS PP	47775	08435263813722
420900E	TUBO 12ML PP S/TAPON C/FALDON / PP 12ML TUBE W/SKIRT W/OUT CAP	47775	08435263842265
429900SP	TUBO 50ML PP CONICO SIN ROSCAR / 50ML CONICAL TUBE PP SEP.CAP	47775	08435263840087
429901SP	TUBO CONICO 50ML PP FALDON SIN ROSCAR / TUBE 50ML PP SKIRTED SEP. CAP	47775	08435263888782
429910SP	TUBO 15ml PP CONICO SIN ROSCAR / 15ml CONICAL TUBE PP SEP.CAP	47775	08435263851670
429927S/E	TUBO CONICO 50ML C/FALDON B/U / 50ML CONICAL TUBE SKIRT I/W PP	47775	08435263842616
300800.1B	TUBO 5 ML PS 12X75 MM SIN ENRASES / TUBE 5ML PS 12X75 MM NO FLUSH R/BOX	47775	08435605806856
401403B	TUBO 12ML PP 15X102 MM TAPADO FALDON / TUBE 12ML PP 15X102 MM CAPPED SKIRTED R/BOX	47775	08435605806887
300700B	TUBO 13X75 PS / TUBE 13X75 PS R/BOX	47775	08435605806917
400700B	TUBO 5 ML PP 13X75 MM / TUBE 5ML PP 13X75 MM R/BOX.	47775	08435605806948
429900	TUBO CONICO 50ML PP TAPADO / 50ML CONICAL TUBE PP	47775	08435263817072
429901	TUBO 50ML PP CONICO FALDON / 50ML CONICAL TUBE SKIRT PP	47775	08435263817089
429903	TUBO 50ML PP CON.FALDON S/TAP / 50ML CON.TUBE SKIRTE PP NO CAP	47775	08435263847567

Código / Code: CDUE-115 Rev.1.1

Fecha de emisión/Date of issue: 20/06/2025

Página/Page: 7/8

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	GMDN	UDI-DI
429904	TUBO FALCON 50ML S/FALDON S/TAPON / FALCON CONTAINER 50ML NO SKIRT NO CAP	47775	08435605816671
429910	TUBO CONICO 15ML PP TAPADO / 15ML CONICAL TUBE PP	47775	08435263817096
429930	TUBO 50ML PP CONICO IMPRESO B/25 / 50ML TUBE PP CONICAL PRINT 25/B	47775	08435263853186
429940	TUBO 15 ML PP CONICO IMPRESO GRANEL / 15ML TUBE PP CONICAL PRINTED IN BULK	47775	08435263853179
429945	TUBO 15 ML PP CONICO IMPRESO B/25 / 15ML TUBE PP CONICAL PRINT 25/B	47775	08435263875737
429950	TUBO 50 ML PP CONICO IMPRESO C/F B/25 / 50ML TUBE PP CONICAL PRINT SKIRTED 25/B	47775	08435263875744
409502BO	FRASCO 60ML PP C/A.BORICO / 60ML CONTAINER PP W/BORIC A.	63348	08435263893069
400706E	TUBO 10ML C/A.BORICO TAP.ETIQ. B/U / 100ML TUBE W/BORIC A. CAP.LAB. I/W	63348	08435263874037
309622.N	FRASCO 30ml PS ESPÁTULA B/U / Container 30ml PS scr.cap w/sp	47775	08435263851519

Código / Code: CDUE-115 Rev.1.1

Fecha de emisión/Date of issue: 20/06/2025

Página/Page: 8/8

Subfamilia de producto / Product subfamily: RECIPIENTES PARA LA RECOGIDA DE ORINA -
NO ESTÉRILES / URINE COLLECTION
CONTAINERS - NON STERILE

Código EMDN / EMDN Code:
Código GMDN / GMDN Code:

W05010203
57919

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	UDI-DI
407001	FRASCO 2L NATURAL / CONTAINER 2L NATURAL	08435263814224
407003	FRASCO 2L MARRON / CONTAINER 2L BROWN	08435263814293
407005	FRASCO 2,7L 24H NATURAL / CONTAINER 2.7L 24H NATURAL	08435263814323
407006	FRASCO 2,7L 24H MARRON / CONTAINER 2.7L 24H BROWN	08435263814385
407008	FRASCO 2L NATURAL B/U / CONTAINER 2L I/W NATURAL	08435263814408
408001	FRASCO CILÍNDRICO 2L NATURAL / CYLINDRICAL CONT 2L NATURAL	08435263814484
408610	FRASCO 3L MARRON TAPON BLANCO / CONTAINER 3L BROWN WHITE CAP	08435263875782
407001/T	FRASCO 2L NATURAL TAPADO / CONTAINER 2L NATURAL CAPPED	08435263814248
407001OBT	FRASCO 2L NATURAL C/OBTURADOR / CONTAINER 2L NATURAL W/PLUG	08435263814286
407005/T	FRASCO 2,7L 24 H NATURAL C/TAPA / CONTAINER 2.7L 24H NATURAL W/LID	08435263814378
407006/T	FRASCO 2,7L 24H MARRON C/TAPA / CONTAINER 2.7L 24H BROWN W/LID	08435263814392
407008OBT	FRASCO 2L T/NEGRO OBT B/U / CONT 2L BLACK CAP + PLUG I/W	08435263814446
408001.1	FRASCO 2L CILINDRICO B/U / CYLINDRICAL CONT 2L I/W	08435263814491
408001O/T	FRASCO 2L CIL T/NEG OBT TAPADO / CYLINDRICAL CONT 2L B/CAP W/PL	08435263814606
408001OBT	FRASCO 2L CILINDRICO OBTURADOR / CYLINDRICAL CONT 2L W/PLUG	08435263814637
408001OTA	FRASCO 2L NATURAL OBT T/NEGRO / 24H CYL.CONT. BLACK CAP	08435263814644