

PLATEAU DE RÉTENTION - 20 L

Réf. LABR20NEWMP056F

Informations produit :

Gamme «Labo-Réten».
Plateau 100% PEHD sans caillebotis.
Poignées moulées dans la forme du plateau.

Finition soignée pour une utilisation dans des milieux comme les laboratoires, l'éducation...
Design optimisé pour un nettoyage facilité.

Caractéristiques techniques :

Dim. hors tout (L x p x h) : 635 x 410 x 115 mm
Coloris : Gris Argent (MP00056)
Capacité de rétention : 20 litres
Capacité de charge (UR) : 50 kg
Nombre de pièces par pile : ? ex.



PLANS

