

## Désignation

- Bouchon pe pour tube culture 12x75mm /500 Falcon

## Référence

- 352032

## Unité de vente

2000 Bouchons



## Description

- Les bouchons à pression Falcon® en polyéthylène à double position pour tubes 12 x 75 mm offrent une ouverture ventilée et une fermeture complète.
- Bouchon à pression à double position : ouverture ventilée ou fermeture complète.
- Compatibles avec les tubes en polystyrène et en polypropylène.
- Stérilisation par irradiation gamma.
- Sans RNase ni DNase.
- Ces bouchons stériles sont conditionnés par sachets de 500 et par cartons de 2 000.

