

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	352058
<b>Désignation</b>	Tubes culture



### Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ A fond rond
- ✓ Bouchon snap
- ✓ Stériles par rayons gamma
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 1400g
- ✓ Certifiés non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Dimensions : 12 x 75 mm

### Unité de vente :

500 Tubes

---