

FICHE TECHNIQUE

Référence	353046
Désignation	Plaque de culture 6 puits



Description :

- ✓ Plaque de culture Falcon
- ✓ Matériau : polystyrène crystal
- ✓ Avec surface de marquage
- ✓ Identification alpha-numérique
- ✓ Bord dépoli facilitant le repérage de la plaque lors des manipulations
- ✓ Fond plat
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Fermeture : couvercle à labyrinthe = diminue fortement l'évaporation dans les puits périphériques, minimise le risque de contamination lors des échanges gazeux
- ✓ Emballage unitaire

Certificats :

- ✓ Stérile : oui, par irradiation gama
- ✓ Traitement TC surface
- ✓ ISO 13485, FDA quality system regulation 21 CFR section 820

Caractéristiques techniques :

- ✓ Nombre de puits : 6 puits Ø 35 mm
- ✓ Volume : volume media/puits : 2,5 à 3 ml - volume trypsin/puits : 0,20 à 0,30 ml
- ✓ Dimensions : couvercle : 127 x 85 x 10 mm / plaque : 127,5 x 85,5 x 20 mm

Unité de vente : 50 Plaques de culture