

FICHE TECHNIQUE

Référence	363377
Désignation	Eau ultra pure conforme BP en bouteille de 1000 ml



Description :

- ✓ L'eau purifiée (18 méga Ohms) à utiliser avec des procédures expérimentales sensibles doit souvent être vérifiée comme apyrogène, cela se fait à l'aide du test LAL ou du test de lysat d'amœbocytes de Limulus (Horseshoe crab). Le test LAL est extrêmement sensible aux endotoxines qui sont le résultat de la lyse bactérienne.
- ✓ L'eau stérile de qualité BP a des endotoxines éliminées par filtration électrostatique à l'étape de purification finale avant l'autoclavage. L'eau testée LAL est conforme à la norme ayant moins de $0,25\text{EU/ml}$ pour garantir que l'eau est de qualité pré-requise. Ce produit est donc apyrogène. Compatible CFU>0 WFi. LAL (Limulus Amoebocyte Lysate Assay)

Unité de vente :

1000 ml eau ultra pure