

FICHE TECHNIQUE

Référence	363389
Désignation	Marqueur ADN Bleu de bromophenol en flacon de 10 ml



Description :

DNA Loading Dye contient 10x bleu de bromophénol, le colorant de suivi standard pour l'électrophorèse. Le rapport charge/masse du bleu de bromophénol lui permet de co-migrer avec des molécules plus petites dans les gels d'agarose et de PAGE (par exemple à 300 pb dans un gel TBE d'agarose standard à 1 %) qui, avec sa couleur bleu foncé bien visible, en fait le parfait colorant de suivi pour surveiller la progression des cycles d'électrophorèse.

Unité de vente :

10 x 10 ml Marqueur ADN
