

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	363396
<b>Désignation</b>	Eau sans RNase en aliquotes de 5 ml



---

### Description :

- ✓ Eau sans RNase en bouteille de 250 ml
- ✓ Traitée au DEPC pour éliminer l'activité enzymatique, puis autoclavée, cette eau stérile hautement purifiée est parfaite pour une utilisation dans les techniques de PCR et de Northern blot.

### Unité de vente :

50 Aliquotes de 5 ml

---