

FICHE TECHNIQUE

Référence	380552
Désignation	Tube de transport



Description :

- ✓ En polypropylène transparent
- ✓ Bouchons en polyéthylène
- ✓ Pour la conservation et le transport de matières biologiques
- ✓ Avec graduations moulées

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Dimensions (ø x h) : 16 x 56 mm
- ✓ Fond conique
- ✓ Bouchon bleu

Unité de vente :

1000 Tubes
