

SCHEMA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

1. DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	26069
DESCRIZIONE GENERALE / GENERAL DESCRIPTION	PROMED ® TAMPONE ASTA PLASTICA CON PUNTA IN RAYON IN PR. 12x150 mm CON TERRENO DI TRASPORTO CARY BLAIR, STERILE / <i>PROMED ® SWAB PLASTIC STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE Ø 12x150 mm WITH CARY BLAIR TRANSPORT MEDIUM, STERILE</i>
DESCRIZIONE DETTAGLIATA / DETAILED DESCRIPTION	6 scatole ciascuna contenente 100 buste carta-film con al loro interno un tubo con 5 ml di terreno Cary Blair con tappo cieco bianco e un'asta plastica con puntale in rayon e con tappo rosso/ <i>6 box containing 100 paper-film pouches each containing a tube with 5 ml Cary Blair medium with a white blind cap and one plastic applicator, rayon tip and with a red cap</i>

2. COMPONENTI DEL PRODOTTO / PRODUCT COMPONENTS

TERRENO / MEDIUM	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	
CARY BLAIR	Disodium Hydrogene Phosphate Sodium Thioglycollate Sodium chloride	Distilled water Calcium Chloride Bacto Agar

TUBO / TUBE	TUBO / TUBE	SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA TUBO / <i>TUBE LENGHT</i> : 155.00 mm ± 1.00 mm DIAMETRO INTERNO / <i>INTERNAL DIAMETER</i> : 9.00 mm +0.5 mm DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.0 mm ± 0.5 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYPROPYLENE
TAPPO / CUP	TAPPO BIANCO CIECO / WHITE BLIND CUP	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.0 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.80 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.00 mm +0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE
ASTA / APPLICATOR	ASTA IN PLASTICA / PLASTIC APPLICATOR	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA BASTONCINO / <i>STICK LENGHT</i> : 144.0 mm ± 1.0 mm DIAMETRO DELLA PUNTA IN PLASTICA / <i>PLASTIC TIP DIAMETER</i> : 2.50 mm ± 0.20 mm LUNGHEZZA DEL PUNTALE / <i>TIP LENGHT</i> : 15.0 mm ± 2.0 mm DIAMETRO DEL PUNTALE "FIBRA AVVOLTA" / "WRAPPED FIBER" <i>TIP</i> <i>DIAMETER</i> : 4.50 mm ± 0.50 mm LUNGHEZZA TOTALE / <i>TOTAL LENGHT</i> : 147.0 mm ± 1.0 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYSTYRENE



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 – Fax +39 049 5212566
 e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
 C.F. e P.IVA 01134840287 – Cap Soc. 90.000 € i.v.
 Reg. Imp. Di Padova n. 21695 – R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

TAPPO / CUP	TAPPO ROSSO / RED CUP	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		DIAMETRO ESTERNO / EXTERNAL DIAMETER: 12.00 mm ± 0.20 mm ALTEZZA TAPPO / HEIGHT CUP: 32.90 mm ± 0.50 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / INSERTION DIAMETER: 9.30 mm ± 0.20 mm MATERIALE / MATERIAL: HIGH DENSITY POLYETHYLENE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

3. SPECIFICHE DI PACKAGING / PACKAGING SPECIFICATIONS

QUANTITA' CARTONE INTERNO / INNER BOX QUANTITY	100
QUANTITA' CARTONE ESTERNO / OUTER BOX QUANTITY	600
PACKAGING	BUSTA CARTA FILM / PAPER-FILM POUCH

4. INFORMAZIONI IMPORTANTI / IMPORTANT INFORMATION

METODO DI STERILIZZAZIONE / STERILIZATION METHOD	IRRAGGIAMENTO GAMMA / GAMMA IRRADIATION
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / STORAGE TEMPERATURE	5/25°C – NON CONGELARE / DO NOT FREEZE
VITA UTILE / SHELF LIFE	24 MESI / 24 MONTHS
pH DEL TERRENO / pH MEDIUM	7.2 ± 0.3