

| Référence / <i>Part number</i> | Désignation / <i>Designation</i>  | Marque / <i>Brand</i> |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 390418CL                       | MICROTUBE CL 0,5ml F-CONIQUE CAP<br>VIS AVEC O-RING RNASE DNASE FREE<br>STERILE x1000 | ClearLine             |

### Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

### Fabrication / *Production*

La fabrication de ce produit bénéficie d'énergie propre et renouvelable.

Un tiers de l'énergie utilisée pour sa fabrication est issu de l'énergie solaire.

*This product is partially made with clean and renewable energy.*

*30% of the energy used for its manufacture comes from solar panels.*

### Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est fait à partir de carton recyclé et de plastique pouvant être traité par les voies de recyclages classiques.

*The product packaging is made from recycled cardboard and plastic which can be sorted in classical recycling systems.*

### Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Italie.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in Italy.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Site de notre fabricant](#)

[Les marques du groupe Dutscher](#)