



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

30/10/2023

SCHEMA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Microtubo 0,75 ml in PE con tappo Microtube with cap 0.75 ml in PE



DISPONIBILI IN 5 COLORI
5 COLORS AVAILABLE

PER USO GENERICO / FOR GENERIC USE

Codice Code	Descrizione Descriptions	Colore Color	Volume ml	Dimensioni mm Dimensions mm	Pz/Conf. Pcs/Conf.
BSA024	Microtubo 0,75 ml in PE con tappo <i>Microtube with cap 0.75 ml in PE</i>	Neuto <i>Neutral</i>	0,75	Ø 8 H 35	10 x 1000
BSA024/BLU	Microtubo 0,75 ml in PE con tappo <i>Microtube with cap 0.75 ml in PE</i>	Blu <i>Blue</i>	0,75	Ø 8 H 35	12 x 1000
BSA024/G	Microtubo 0,75 ml in PE con tappo <i>Microtube with cap 0.75 ml in PE</i>	Giallo <i>Yellow</i>	0,75	Ø 8 H 35	12 x 1000
BSA024/RA	Microtubo 0,75 ml in PE con tappo <i>Microtube with cap 0.75 ml in PE</i>	Rosa <i>Pink</i>	0,75	Ø 8 H 35	12 x 1000
BSA024/V	Microtubo 0,75 ml in PE con tappo <i>Microtube with cap 0.75 ml in PE</i>	Verde <i>Green</i>	0,75	Ø 8 H 35	12 x 1000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- In Polietilene (PE)
- Centrifugabili a 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Non sterili

MAIN CHARACTERISTICS:

- In Polyethylene (PE)
- Centrifuged at: 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Not sterile

Definizione del fabbricante / Manufacturer definition



BIOSIGMA S.p.A - Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com - <http://www.biosigma.com>