

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : 390903

Tubes Clear-Lock ClearLine®

Caractéristiques :

- Microtubes en polypropylène vierge.
- Graduation.
- Usage unique.
- Transparence optimale.
- Température de travail : -80 à +100°C.
- Autoclavage : 121°C, 20min.
- Surface d'écriture dépolie.
- Capuchon avec surface d'écriture.
- Capuchon perçable.
- Fermeture sécurisée « Safety-Lock ».
- Ne pas utiliser avec de l'azote liquide.
- Sachet fermeture zip, refermable.
- Conditions de stockage : au sec entre -10 et 50°C.



Volume de travail	1.5 ml
Diamètre	10.66 mm
Stérile	non
Vitesse de centrifugation	30 000g
Conditionnement	Vrac

Exempts de : ADN humain, Inhibiteur de la PCR, DNase, RNase, Pyrogènes, ATP

Unité de vente :

1000 microtubes