

Désignation

- Lamelle couvre-objet 18x18mm

Référence

- 390989

Unité de vente

2000 Lamelles



© Biosigma S.r.l.

Description

- Particulièrement recommandées pour des analyses de sang, urine, échantillons de tissus et autres fluides biologiques, diagnostic in vitro
- Conforme aux normes internationales et aux normes ISO 8255-1 et ISO 8037-1
- Epaisseur : 0,13 - 0,17 mm
- Matériau : Verre transparent
- Dimensions : 18 x 18
- Epaisseur : 0,13 - 0,17 mm

