

Désignation

- Récipient pour compteur de cellules coultér

Référence

- 392412

Unité de vente : 200



---

Description

- Coupelle pour compteur cellulaire en polystyrène jetable
- Fabriqué en polystyrène transparent pour une visibilité maximale.
- Les cupules pour compteur de cellules sont utilisées pour l'analyse des échantillons avec des compteurs de cellules.
- Jetable
- Comprend des bouchons en PE
- Couleur transparent
- Matériau PS
- Hauteur 56 mm
- Capacité 25 ml