

Désignation

- Microtube Clearline biobased 1,5ml fond conique cap vis avec o-ring stérile

Référence

- 395114

Unité de vente

- 1000

Description

- Microtube BIOBased 1,5 mL CLEARLine®
- Bouchon à vis avec joint torique, gradué, stérile
- Volume : 1,5 ml
- Fond conique
- Hauteur : 47.1 ± 0.34
- \varnothing EST 10.2 ± 0.23 mm
- \varnothing INT : 8.5 ± 0.21 mm
- Exempts de : DNase, RNase, Endotoxine

